

Empfehlung Tragedauer und Anwendung von Schutzmasken

Bitte beachten Sie: Schutzmasken, Hygienemasken und Einweg-Schutzkittel gehören zur Kategorie der persönlichen Schutzausrüstung! Damit der optimale Schutz gewährleistet ist, beachten Sie bitte die nachfolgenden Empfehlungen zur Anwendung und Tragedauer!

Alle unsere Artikel sind zertifiziert, baumustergeprüft und mit den entsprechenden Prüfberichten versehen. Gerne stellen wir Ihnen diese auf Wunsch zur Verfügung.

Weitere wichtige Informationen finden Sie auch hier:

<https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html>

FFP-2 Schutzmasken KN95



1. Öffnen Sie die Maske.
 2. Setzen Sie die offene Seite der Maske unter dem Kinn an und ziehen Sie mit beiden Händen an den elastischen Bändern, sodass der Nasenrücken an Ihrem Gesicht anliegt.
 3. Befestigen Sie die Bänder hinter Ihren Ohren und stellen Sie sie so ein, dass sie bequem sind.
 4. Drücken Sie mit beiden Händen den Nasenrücken an, bis die Maske abdichtet. Überprüfen Sie den Sitz der Maske.
1. Open the mask.
 2. Place the open side of the mask under the chin and pull on the elastic bands with both hands so that the nose-piece fits your face.
 3. Secure the elastic bands behind your ears and adjust till comfortable.
 4. With both hands, adjust the nose-piece to the bridge of your nose until the mask fits securely. Check the fit of the mask.
1. Aprire la maschera.
 2. Posizionare il lato aperto della maschera sotto il mento e tirare con entrambe le mani sugli elastici in modo che il ponte del naso sia contro il viso.
 3. Fissare le cinghie dietro le orecchie e regolarle in modo che siano comode.
 4. Premere il ponte del naso con entrambe le mani finché la maschera non si chiude. Controllare la vestibilità della maschera.
1. Ouvrez le masque.
 2. Placez le côté ouvert du masque sous le menton et tirez avec les deux mains sur les élastiques de manière à ce que l'arête du nez soit contre votre visage.
 3. Attachez les sangles derrière vos oreilles et ajustez-les pour être à l'aise.
 4. Appuyez sur l'arête du nez avec les deux mains jusqu'à ce que le masque se scelle. Vérifiez l'ajustement du masque.

ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH

NOT REUSABLE

NON RÉUTILISABLE

NON RIUTILIZZABILE



Hygienemasken Typ1, Typ2, Typ2R

Leistungsanforderungen für Hygienemasken

Test	Typ1	Typ2	Typ2R
Effizienz der Bakterienfiltration in %	>95	>98	>98
Differenzdruck (Pa/cm ²)	>40	>40	>60
Spritzschutzdruck (kPa)	nicht benötigt	nicht benötigt	>16.0
Mikrobielle Sauberkeit (cfu/g)	>30	>30	>30

*Type1-Masken sollte nur für Patienten und andere Personen verwendet werden, um die Ausbreitung von Infektionen zu verringern, insbesondere in epidemischen oder pandemischen Situationen. Typ1-Masken sind nicht für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in einem Operationssaal oder in anderen medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Anforderungen vorgesehen!



Hygienemasken

In erster Linie sollen Kranke eine Hygienemaske tragen, um die Übertragung von Krankheitserregern auf ihre Umgebung zu reduzieren. Hygienemasken sind nur zusammen mit den anderen Hygienemassnahmen und Verhaltensregeln sinnvoll.

Empfehlungen

Das Tragen von Hygienemasken wird den folgenden Personen empfohlen:

- Kranken zu Hause, die einen Mindestabstand von 1 Meter zu anderen Personen nicht einhalten können
- Kranken, die sich ausser Haus begeben müssen (z.B. Arzt- oder Spitalbesuch)
- Personen, die einen Mindestabstand von 1 Meter zu einer erkrankten Person zuhause nicht einhalten können, unabhängig davon, ob die erkrankte Person eine Hygienemaske trägt.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt der Bevölkerung einen persönlichen Vorrat von 50 Hygienemasken pro Person.

Die korrekte Verwendung von Hygienemasken

- Bedecken Sie mit der Hygienemaske sorgfältig Mund und Nase und befestigen Sie sie gut, damit zwischen dem Gesicht und der Hygienemaske möglichst keine Lücken bestehen
- Vermeiden Sie es, die Hygienemaske zu berühren, während Sie sie tragen. Sobald Sie eine gebrauchte Hygienemaske berührt haben, zum Beispiel, wenn Sie sie abnehmen, säubern Sie Ihre Hände durch Waschen mit Wasser und Seife oder durch Verwendung eines Händedesinfektionsmittels
- Ersetzen Sie die Hygienemaske durch eine neue, saubere und trockene Hygienemaske, sobald sie feucht wird (ungefähr alle 2 Stunden)
- Verwenden Sie Hygienemasken kein zweites Mal
- Bewahren Sie sie nach dem Gebrauch keinesfalls auf, sondern entsorgen Sie sie nach Gebrauch unverzüglich

- Die Hygienemaske alleine gewährleistet keinen vollständigen Schutz. Deshalb sollen Hygienemasken immer zusammen mit anderen Hygienemassnahmen zur Verringerung der Übertragung von Bakterien eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Hygienemasken werden auch als chirurgische Maske vom Typ II und IIR, OP-Maske, medizinischer Mundschutz etc. bezeichnet. Hygienemasken schützen in erster Linie die Personen im Umfeld des Trägers und nicht den Träger selbst.

